

pluradent Labor Juni-Juli 2010

Programat P500/G2, Ivoclar Vivadent Keramikkameraschmelzofen

[Neu]

Die 2. Generation des Erfolgschmelzofens P500 besticht durch einfachste Bedienung und durch ein umfangreiches Paket mit neuen Funktionen.

- homogene Wärmeabstrahlung
- großes schwenkbares Farb-Touch-Display und bewährte Folientastatur
- einfache, intuitive Bedienung
- integrierte Stormspartechnologie
- einfache, extrem genaue und automatische Temperaturkalibration
- 120 Ivoclar Vivadent Programme und 500 Individuelle Programme
- USB-Anschlüsse für Softwareupdate oder Drucker, PC oder Memory Stick Anschluss
- TSP (Thermo Shock Protection) und CSP (Cooling Shock Protection) Funktion



statt € 4.200,00 nur

€ 3.995,00

Vakuumpumpe VP3 easy

€ 560,00

Telio CAD, Ivoclar Vivadent

PMMA-Blöcke für die Herstellung von
Langzeitprovisorien mittels CAD/CAM-Technik

- gute mechanische Eigenschaften
- hohe Materialhomogenität und Formstabilität
- Datensatz ist wieder verwendbar
- sehr gute Polierbarkeit
- individualisierbar mit Telio Lab, Telio Lab LC Veneer
- in den Farben: A1, A2, A3, A3,5, B1 und BL3



CEREC Starter Kit

2 × A1 (LT B40L), 3 × A2 (LT B40L), 3 × A3 (LT B40L),
Telio CS Link Transparent 6 g,
Telio CS Desensitizer 5 g, Optra Pol Testpack,
Zubehör

Art.-Nr. 205230, **€ 270,00**

Refills

LT B40L (3 Stück) € 75,00

LT B40L (9 Stück) € 202,00

LT B55 (1 Stück) € 30,00

LT B55 (3 Stück) € 78,00

austria
pluradent

Ihr Partner für Erfolg

Solidilite V, Shofu

Lichtpolymerisationsgerät zur
Zwischen- und Endpolymerisation

- 3 Belichtungsprogramme sowie individuelle Einstellungen
- 4 leistungsstarke Halogenlampen, je 150 W
- schattenfreie Belichtung der Objekte
- höhenverstellbarer Drehteller



Art.-Nr. 205681

€ 1.758,00

Sublite V, Shofu

Lichtpolymerisationsgerät zur
Vorpolymerisation

- einfache Einhandbedienung
- 2 Belichtungsprogramme (5 Sek./ 20 Sek.)
- 1 leistungsstarke Halogenlampe, 150 W
- manuelle Start-/ automatische Stoppfunktion
- individuell einstellbarer Lichtschutz



Art.-Nr. 205682

€ 545,00

Setpreis Solidilite V + Sublite V

Art.-Nr. 206099


statt € 2.303,00 nur

€ 2.090,00

Magma 230 V, Renfert

Vorwärmofen

- max. Aufheizgeschwindigkeit 900°C in 60 min.
- Vier-Seiten-Heizung
- Temperaturangabe im Display gibt Temperatur auf Muffelhöhe wieder
- Brennraumgröße: 160 x 180 x 120 mm
- Heizleistung: 1900 W, 4 Halte- und 4 Steigstufen
- max. Temperatur: 1100°C
- gesteuerte Aufheizrate: 0 - 9°C/min.
- 99 frei programmierbare Stufenprogramme + 1 zusätzliches reines Speed-Programm



Art.-Nr. 98751, € 1.879,00

Katalysator (Farbe: silber)

Art.-Nr. 20280, € 655,00

Setpreis

Magma Vorwärmofen + Katalysator

statt € 2.534,00 nur


€ 2.099,00

Kunststoffzähne, Dentsply

Paketangebot

Bei Kauf von **50 Garnituren** nach Wahl erhalten Sie zusätzlich einen hochwertigen **Jabulani Adidas Fussball** (Art.-Nr. 206192) im Design des offiziellen Spielballs der FIFA WM 2010.

Ihr pluradent Fachberater berät Sie auch gerne über unsere weiteren interessanten Zahnangebote.



VACUMAT 6000 MP New Generation, VITA

[Neu]

Das modulare Brennsystem für flexible, wirtschaftliche Individuallösungen

Kombipressofen

verfügt über alle Programme und Funktionen des VITA VACUMAT 6000 M und ist darüber hinaus

- zum Pressen sämtlicher Presskeramiken und für alle gängigen Muffelsysteme geeignet
- Mehrofensteuerung über zwei wählbare Bedienteile: vPad comfort für bis zu 2 Öfen, vPad excellence für bis zu 4 Öfen
- innovative Brenn- und Presstechnologie, neue Brennraummaterialien für eine homogenere Wärmeverteilung, konstant präzises, nahezu verschleißfreies Presssystem
- viele nützliche Service- und Überwachungsprogramme, wie z.B. automatische Temperaturjustage und Vermeidung von Kondenswasser
- gut sichtbare Betriebsstatusanzeige (LED Stab)
- kompaktes Design mit minimierter Stellfläche (230 × 660 × 330mm)



Paketpreis

VACUMAT 6000 MP (lackiert, anthrazit)
VITA vPad comfort für bis zu 2 Öfen
Vakuum-Pumpe in geräuschgedämpfter Box

zusammen statt € 5.495,00 nur **€ 5.150,00**

Lifestyle-Produkte zu Top-Preisen

Citrus-Squeezer, Alessi

Diese 29 cm große Zitronenpresse aus Gussaluminium macht in jeder Küche eine gute Figur.

- Material: Aluminium, poliert

Art.-Nr. 201833, statt € 50,00 nur **€ 40,00** (rein netto)

vom Umtausch ausgeschlossen



pluraLife

Die aktuelle Empfehlung unserer Fachbuchhandlung:

Ästhetik und Technik mit neuen Werkstoffen – Erfolg durch Teamarbeit, Smaniotta, Paolo / Beikircher, Alexander Schunke



In diesem Bildband beschreiben die Autoren ausführlich ihre Arbeitsweise. Zahlreiche Bilder dokumentieren die Patientenfälle, die sie mit neuen Techniken ästhetisch lösen konnten. Ihre Arbeiten sind die Ergebnisse jahrzehntelanger Berufstätigkeit und einer beständigen Weiterbildung, dank derer die Autoren eine ausgewogene Verbindung zwischen theoretischen Konzepten und praktischen Anwendungen herstellen konnten. Einige Beiträge beziehen sich auf die PaSma-Systematik, die sich bei der Implantologie mit Prothesenführung als nützlich erweist, oder das Aktivmodell, das die Überprüfung der mittels Stereolithografie erfassten Daten im Artikulator ermöglicht, um nur zwei Themen zu nennen.

Verlag Neuer Merkur, 216 Seiten, zahlreiche farbige Abb.

ISBN 978-3-937346-65-6, € 129,90 (inkl. MwSt., rein netto)

Für nähere Auskünfte:
07 21 / 86 05-272

Vita VM LC, vita

Lichthärtendes Mikropartikel-Composite

In VITA System 3D-Master und **ab sofort auch in VITA classical A-D Farben (A1, A2, A3, A3,5, B3, D3) erhältlich**

- breites Indikationsspektrum
- optimale Verarbeitungseigenschaften
- homogene, glatte Oberflächen
- starke Einschränkung von Sekundärverfärbungen und Plaqueakkumulationen
- exzellente Beschleif- und Polierbarkeit
- ideale Abstimmung der mechanischen Eigenschaften auf die Indikationen
- hervorragende ästhetische Ergebnisse

VITA VM LC TWO COLOR KIT (A2, A3)

Zwei-Farben-Sortiment

Art.-Nr. 206815, statt € 221,00 nur € 90,00

VITA VM LC TWO COLOR KIT (2M2, 3M2)

Zwei-Farben-Sortiment

Art.-Nr. 206814, statt € 221,00 nur € 90,00

VITA VM LC Basic Kit Small

Kleines Basissortiment für die BASIC-Schichtung

Art.-Nr. 206816, € 598,00

VITA VM LC TWO CLASSICAL Einzelmassen

(A1, A2, A3, A3,5, B3, D3)

je € 23,50



Faxbestellung – kostenlos an Ihre pluradent Niederlassung

Pluradent Austria GmbH

Graz: Körösistraße 17 · 8010 Graz · Tel. 03 16 / 68 27 33
Fax 03 16 / 68 27 33-40 · E-Mail: graz@pluradent-austria.at

Klagenfurt: Schleppe-Platz 5 · 9020 Klagenfurt
Tel. 04 63 / 5 42 04 · Fax 04 63 / 5 40 34

E-Mail: klagenfurt@pluradent-austria.at

Salzburg: Josef-Mayburger-Kai 114 · 5020 Salzburg
Tel. 06 62 / 45 17 12 · Fax 06 62 / 45 17 12-33

E-Mail: salzburg@pluradent-austria.at

Völs: Bahnhofstraße 22a · 6176 Völs · Tel. 05 12 / 30 49 00
Fax 05 12 / 30 49 00-4 · E-Mail: voels@pluradent-austria.at

Wien: Anschützgasse 31 · 1150 Wien · Tel. 01 / 5 44 15 94
Fax 01 / 5 44 08 87 · E-Mail: wien@pluradent-austria.at

Zahnwaren Müller

Wien: Anschützgasse 31 · 1150 Wien

Tel. 01 / 5 23 55 53 · Fax 01 / 5 23 55 53-70

E-Mail: mueller.wien@pluradent-austria.at

»Mengenrabatt« (auf Verbrauchsmaterialien)

Je nach Höhe Ihrer Bestellung ziehen wir für Sie bei Bestellungen sofort ab:

ab € 500,00 = **2,0%** ab € 1.000,00 = **3,0%**

ab € 750,00 = **2,5%** ab € 1.500,00 = **3,5%**

(+ MwSt.)

»Alles-Klar-Bestellung«

Für eine eindeutige Bestellung ab € 500,00 (+ MwSt.) mit Angabe von Artikelnummer und -bezeichnung, gewünschter Menge und Ihrer Kundennummer sichern Sie sich weitere

0,5% Rabatt

»www.plurashop.at«

Für jede Online-Bestellung erhalten Sie unabhängig von der Höhe des Warenwertes

2% Online-Rabatt (inkl. 0,5% Alles-Klar-Rabatt)

Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. und abzüglich Skonto sofern nicht anders angegeben. Die Lieferung erfolgt zu unseren bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen! Preisirrtümer und Änderungen vorbehalten.

Ab einer Summe von € 175,00 (+ MwSt.) sparen Sie € 3,90 Versandkostenanteil.

Gültig von Juni bis Juli 2010.

[www.pluradent-austria.at]

