

ASEPTIM plus, SciCan Photoaktivierte Oraldesinfektion mittels Photosensitizer

- effektiv: über 99 % aller oralen Bakterienarten werden abgetötet
- schnell: 2 Min. für eine Karies- (CP-), Taschen-Behandlung,
4 Min. für die Wurzelkanal-desinfektion
- einfach: in bestehende Behandlungsabläufe integrierbar
- sicher, ohne Nebenwirkung: keine Verletzung des umliegenden
Zahnhart- oder Weichgewebes, keine unerwünschten Nebenwirkungen
- mit Toloniumchloridlösung als Aktivator

Patientenvorteile:

- weniger Entfernung von Zahnhartsubstanz
- weniger Bohren
- häufiger Verzicht auf Anästhesie
- bessere Prognose durch Keimabtötung

Einsatzgebiete:

- PAR-Therapie
- Wurzelkanal-desinfektion
- Periimplantitis-Behandlung
- Kariesbehandlung



Anwendungsbeispiel: Parodontaltherapie

Ausstattung Starter Kit:

Aseptim Plus-Gerät, Karies-Lösung (1 x 1,3 ml), Endo-Lösung (5 x 0,4 ml)
Viscous-Lösung (5 x 0,6 ml), 25 x Endo-Spitzen , 25 x Perio-Spitzen

pluradent Einführungs-sonderpreis

statt € 4.250,00 nur **€ 3.950,00**



1. Wurzelreinigung 2. Applikation des Aktivators 3. Laserbestrahlung

Ihr pluradent Fachberater demonstriert Ihnen das Gerät gerne in Ihrer Praxis.

Informationen zur photoaktivierten Desinfektion: Auf die Zahnhartsubstanz aufgetragen und manuell eingepinselt, zielt die Aseptim-Lösung selektiv auf alle Bakterien und erfasst sie. Durch die Aseptim-Lampe aktiviert, setzt die Lösung ungebundene Sauerstoffatome frei, die die Zellwände der Bakterien zerstören und sie innerhalb von Sekunden abtöten. Die Aseptim-Lösung eliminiert alle Bakterien selektiv und greift, anders als andere Desinfektionsmethoden, kein gesundes Gewebe an, noch verfärbt sie Gingiva oder Restaurationen.